

Продукти, създадени от италианската компания IVICI (с история от 1959 г.).

Комбинират терапевтичния ефект на градуираната компресия с елегантността на модерните италиански чорапогащи.

Изключително фини и прозрачни – никой няма да разбере, че носите компресивни чорапи.

Основни предимства и технология

Градуирана компресия: Най-силен натиск в областта на глезена, който постепенно намалява нагоре по крака. Това подпомага кръвообращението и предотвратява задържането на кръв.

Анатомична пета: Изработена от по-плътна, нееластична материя. Тя гарантира, че компресията ще бъде приложена точно там, където е необходима, дори след многократно пране.

Микромасажен ефект: Специфичната еластичност на тъканите осигурява нежен масаж през целия ден, намалявайки умората и отоците.

Висококачествени нишки: Използване на 3D нишки (напр. MOBILON®) за максимална еластичност, мекота и здравина.

Основни линии в колекцията

1. **Segreta Classic:** Класическа линия с различни нива на компресия (70, 140 DEN и др.) за ежедневна превенция и терапия.
2. **Segreta Young:** Меки и комфортни продукти, насочени към по-младите потребители, които търсят здраве и стил.
3. **Segreta Special Models:** Модерни детайли като бикини ефект, пчелна пита или напълно прозрачни части, съчетани с медицинска ефикасност.

Ползи за потребителя

- **Здраве:** Облекчават тежестта в краката, предотвратяват появата на разширени вени и отоци.
- **Естетика:** Оформят силуета, повдигат седалището (push-up ефект при някои модели) и прибират корема.

SEGRETA® не е просто чорап – това е ежедневна терапия за вашите крака, която не прави компромис с вашия стил.

- **Комфорт:** Идеални за хора, прекарващи дълго време прави или седнали, както и за бременни жени.
- **Издръжливост:** Усилени пръсти и пети за дълготрайна употреба.

Клинична доказаност

- Продуктите Segreta са преминали редица научни клинични тестове за потвърждаване на тяхната терапевтична ефикасност.
- Експертно мнение: Тестовите са провеждани от водещи ангиолози.
- Всички материали са сертифицирани като безопасни за здравето и хипоалергенни.

За определянето на правилната степен на компресия при чорапите от серията **Segreta** (и по принцип при медицинските компресивни изделия) се използват два основни критерия: **единицата DEN (дение)** и **налягането в mmHg (милиметри живачен стълб)**.

Ето как се определят:

1. Чрез плътността на нишката (DEN - Дение)

В продуктовата гама на Segreta компресията често е класифицирана според дебелината на плетката:

- **70 DEN:** Лека, превантивна компресия. Подходяща за хора, които прекарват дълго време прави или седнали, но нямат видими проблеми.
- **140 DEN:** Средна, терапевтична компресия. Използва се при начални стадии на разширени вени, чести отоци и тежест в краката.
- **280 DEN:** Силна компресия. Предназначена за по-сериозни венозни заболявания, след операции или по лекарско предписание.

2. Чрез стойността на налягането (mmHg)

Това е медицинският показател, който измерва реалния натиск върху крака:

- **Лека компресия (10-15 mmHg):** За тонус и превенция на умората.
- **Клас I (18-21 mmHg):** При лека варикоза, паякообразни вени и по време на бременност.
- **Клас II (23-32 mmHg):** При изразени разширени вени, хронична венозна недостатъчност или след тромбофлебит.

SEGRETA® не е просто чорап – това е ежедневна терапия за вашите крака, която не прави компромис с вашия стил.

3. Принципът на Градуираната компресия (Ключов момент)

Начинът, по който се определя ефективността, не е само в силата, а в **разпределението**:

- **100% налягане при глезена:** Там, където е най-критичната точка за изтласкване на кръвта нагоре.
- **70% налягане в прасеца:** Подпомага мускулната помпа.
- **40% налягане в бедрото:** Минимално налягане, за да не се възпрепятства нормалният приток към сърцето.

4. Избор на размер (Анатомично определяне)

За да бъде компресията правилна, размерът не се определя само по тегло и ръст, а чрез **измерване на обиколките** (в сантиметри) на:

1. **Глезена** (най-тясната част).
2. **Под коляното.**
3. **Бедрото.**